



Volk Optical Inc.
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060 USA
Tel.: 440-942-6161
Fax: 440-942-2257
E-mail: volk@volk.com

EC REP Rappresentante UE:
Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire SL4 4AA Regno Unito
+44 (0) 1753 857177
 0086

Lenti a contatto monouso per diagnostica e laser Volk (a contatto diretto)

- STERILI. STERILIZZATE CON OSSIDO DI ETILENE.
- SOLO MONOUSO.
- NON UTILIZZARE SE LA CONFEZIONE È APERTA O DANNEGGIATA.
- LA LEGGE FEDERALE DEGLI STATI UNITI LIMITA LA VENDITA DI QUESTO DISPOSITIVO DA PARTE DI O SU PRESCRIZIONE DI UN MEDICO.

ITALIANO: ISTRUZIONI PER L'USO

DESTINAZIONE D'USO

Le lenti a contatto monouso per diagnostica e laser Volk (a contatto diretto) sono indicate per essere utilizzate come lenti diagnostiche per l'esame del fondo oculare e nella terapia di anomalie intraoculari.

SPECIFICHE

Prodotto:	Ingrandimento	Fattore di ingrandimento del punto laser	Design disponibili per il contatto	Rivestimento anti-riflesso per il laser
Capsulotomia Volk	1.57	0.63	Liquido standard	BBAR
Iridectomia Volk	1.70	0.58	Liquido standard	BBAR



AVVERTENZE

1. Non immergere il dispositivo in un prodotto decontaminante prima dell'uso.
2. Ispezionare la/e superficie/i di contatto per assicurarsi che siano prive di danni (per es. schegge, graffi, ecc.). Non utilizzare né riparare se il dispositivo è danneggiato.



PRECAUZIONI

1. Non tentare di utilizzare le lenti a contatto monouso per diagnostica e laser Volk (a contatto diretto) prima di aver letto e compreso completamente queste istruzioni per l'uso.
2. Da utilizzare da parte di un medico abilitato in un metodo in linea con altre lenti oftalmoscopiche a contatto per laser e diagnostica.
3. È necessario ispezionare la confezione sterile e le lenti prima dell'uso.
4. Le lenti a contatto monouso per diagnostica e laser Volk (a contatto diretto) sono concepite per essere utilizzate solo per un singolo paziente.
5. Non riutilizzare né riutilizzare.
6. Questo dispositivo è imballato e sterilizzato solo per uso singolo. Non riutilizzare, riciclare né riutilizzare. Il riutilizzo, il riciclo o la riesterilizzazione potrebbero creare un rischio di contaminazione /o provocare infezioni o infezioni crociate al paziente, inclusa, ma non limitata a, la trasmissione di malattie infettive da un paziente all'altro. La contaminazione del dispositivo potrebbe portare a lesioni, malattia o morte del paziente.

DATA DI SCADENZA?

Utilizzare il dispositivo prima della data di scadenza indicata sull'etichetta della confezione.

ISTRUZIONI PER L'USO SUGGERITE

1. Togliere le lenti dalla confezione e metterle in un'area di lavoro sterile.
2. Le lenti a contatto con liquido standard richiedono l'applicazione di metilcellulosa o altra soluzione viscosa simile sulla superficie di contatto concava (cioè tra la cornea e il dispositivo).
3. Il rivestimento BBAR anti-riflesso per laser di Volk è ottimizzato per imaging diagnostico, nonché procedure laser con lunghezza d'onda visibile e vicina all'infrarosso (per es. Argon e diodi).
4. Quando si calcola la dimensione del punto al sito del trattamento, la regolazione del punto laser deve essere moltiplicata per l'appropriato fattore di ingrandimento laser. Vedere la tabella delle specifiche per trovare il fattore di ingrandimento laser per le lenti che si stanno utilizzando.

STERILE EO

Sterilizzato utilizzando ossido di etilene



Non riutilizzare.



Consultare le istruzioni per l'uso per informazioni precauzionali importanti.



Non utilizzare se la confezione è danneggiata o aperta.



Data di scadenza.

LOT

Numero di lotto

REF

Numero di riferimento



Produttore



 **Volk Optical Inc.**
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060 USA
Tel.: 440-942-6161
Fax: 440-942-2257
E-mail: volk@volk.com

EC REP

Rappresentante UE:
Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire SL4 4AA Regno Unito
+44 (0) 1753 857177



EC REP

Rappresentante autorizzato nella Comunità europea