

SciCan



OPTIM[®] 1

PULITORE E DISINFETTANTE
TUTTO IN 1

Ingrediente attivo: **0,5% perossido di idrogeno**



Rapido e delicato

Con OPTIM 1 non c'è bisogno di fare compromessi tra efficacia e protezione. Con un tempo di contatto rapido e ad ampio spettro, è uno dei pulitori e disinfettanti più veloci e più efficaci. È anche sicuro e delicato per te e per le superfici. OPTIM 1 ti dà la sicurezza di essere in regola e di proteggere al meglio i tuoi pazienti, il personale e l'ambiente: l'equilibrio perfetto.



Disinfettante rapido ad ampio spettro

Le superfici devono rimanere umide per l'intero tempo di contatto per poter essere disinfettate.

- › Adeno, Polio, Murino Noro in soli **30 secondi** secondo EN 14476
- › Tuberculocida e fungicida in **1 minuto**
- › Battericida e virucida in **30 secondi** secondo EN 14476
- › **Azione virucida completa in 2 minuti** secondo gli standard RKI/ DVV (polio, adeno, murino noro, SV40)
- › Efficace in **1 minuto** secondo EN 16615
- › Eccellente bagnabilità - resta bagnato a sufficienza per tutta la durata del tempo di contatto



Compatibile

Compatibile con molti materiali e superfici duri e non porosi.



Sicuro e delicato

- › Privo di profumi artificiali
- › Non tossico
- › Non irrita la pelle, gli occhi o il sistema respiratorio
- › Non richiede alcun pittogramma di pericolo, parole o frasi di avvertenza di GHS
- › Non lascia residui attivi; non contribuisce alla resistenza antimicrobica



Ecologico

L'ingrediente attivo, il perossido di idrogeno, si scompone in acqua e ossigeno senza lasciare residui attivi, riducendo così l'impatto ambientale.



Un pulitore efficace tutto in uno

Un efficace pulitore disinfettante tutto in 1 rimuove residui organici e disinfetta al tempo stesso

 **COLTENE**

* Efficace in 1 minuto secondo gli standard europei; EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624, EN 16615 (vedi retro). Secondo lo standard richiesto RKI/DVV in Germania, OPTIM 1 ha un'azione VIRUCIDA COMPLETA entro 2 minuti.



Rapidi tempi di contatto

I test rivelano che OPTIM 1 ha una prestazione di disinfezione superiore; i tempi di contatto affidabili sono più rapidi, garantendo sicurezza e fiducia nel buon esito della disinfezione.

I test rivelano che OPTIM 1 è efficace contro agenti patogeni difficili da eliminare quali adeno, polio e murino norovirus. In tal modo, puoi essere certo che il tuo edificio sia protetto da agenti patogeni pericolosi.

Efficacia di disinfezione

EN 14348 - Tuberculocida	Mycobacteria	Terrae	1
EN 14476 - Virucida	Virus senza pericapside	Adeno	30 secondi
		Polio	
		MNV	

Requisito virucida in base a RKI/DVV** (solo per la Germania)

Completa azione virucida in 2 minuti

EN 16615 - Test dell'efficacia della strofinata***	Bacteria	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa	1
	Lievito	C. Albicans	1
EN 13727 - Battericida	Bacteria	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa	1
EN 13624 - Lieviticida e fungicida	Lievito	C. Albicans	1
	Funghi	Aspergillus brasiliensis	1

Efficacia di pulizia

Pulitore tutto in uno

Sicurezza

Pittogrammi di pericolo richiesti da GHS

Nessuno richiesto

Non irritante per gli occhi

Sì

Non irritante per la pelle

Sì

* Il tempo di contatto è nel giro di minuti, salvo non diversamente specificato.

** COMPLETA AZIONE VIRUCIDA significa che il disinfettante neutralizza virus con e senza pericapside, secondo gli standard tedeschi sui test DVV. Per dichiararsi un completo virucida, il disinfettante deve essere in grado di neutralizzare adenovirus, poliovirus, SV40 e murino norovirus.

*** EN 16615 è uno standard europeo richiesto per verificare l'efficacia del meccanismo di strofinamento.

Informazioni ordine per OPTIM 1

Stracci pre-saturati pronti all'uso

OPTEU1-W12 RTU stracci 15 x 18 cm (12 x 160 fogli/confezione)

OPTEU1-W10x10 RTU stracci 25 x 25 cm (12 x 60 fogli/confezione)

Liquido

OPTEU1-4x4 1 confezione di 4 x 4 litri

Accessori

FND30 Pompa per bottiglia da 1 gallone

Per ulteriori informazioni contattare:

Rappresentante UE:
SciCan GmbH

Wangener Strasse 78
88299 Leutkirch,
Germania

Tel.: +49 (0)7561 98343 - 0

Fax: +49 (0)7561 98343 - 699

customerservice_eu@scican.com

SD-547 EU IT R2 OPTIM 1 è un marchio registrato di SciCan Ltd.

Prodotto da: SciCan Ltd. | 1440 Don Mills Road, Toronto, Ontario | Canada | M3B 3P9
Tel: 001-416 445 1600 | Fax: 001-416 445 2727



COLTENE

www.scican.com